



ANALYSEUR D'ELECTROLYTE

TRES BON RAPPORT QUALITE - PRIX

Analyseur d'électrolyte pour la détermination du Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺ et pH

Appareil de dernière génération utilisant la méthode ISE
 Détermination directe et rapide dans le **sang complet, sérum, plasma ou l'urine**
 Facile d'utilisation
 Maintenance simplifiée
 Diagnostic d'erreur
 Imprimante intégrée



Spécifications techniques

Ion	Unité	Gamme	Précision	Linéarité	Reproductibilité
K+	mmol/L	1.500 ~ 10.000	0.001	0.3	1%
Na+	mmol/L	50.0 ~ 200.0	0.1	3.0	1%
Cl-	mmol/L	50.0 ~ 200.0	0.1	3.0	1%
Ca++	mmol/L	0.500 ~ 3.500	0.001	0.2	2%
pH		6.400 ~ 8.400	0.001	--	1%