



## ANALYSEUR HEMOGLOBINE HM-1C

- Mesure le taux d'hémoglobine en quelques secondes
- Mémorisation de la calibration
- Equipé d'une compensation automatique en fonction de la température
- Grand afficheur pour la lecture des résultats



### Specifications

Test Item : Hemoglobin (HGB)

Test Method : High ferricyanide

Wavelength : 540nm

Displayed Number : Three-digit number

Measurement Range : 0~200g/L

Dilution Ratio : 1:251 1:501

Sample Volume : 2mL±10%

Test Time : ≤8s

Linearity Error : <100g/L±3g/L  
<100-200g/L±3%

Coefficient of Variation : ≤2%

Power Supply : AC220V±10%; 50Hz±2%

Input Power : 10W

Net Weight : 2.5kg

Sustained Operation : >8 hour

Stability : 3g/L / 0.5h

Packing Details: 290mm×250mm×180mm N.W.2.2kgs G.W. 3kgs