



APPAREIL A SEDIMENTATION

Appareils à sédimentation

Appareils à sédimentation support en acier inox, avec dispositif basculant, permettant l'application de la méthode rapide, complet avec pipettes à sédimentation, tubes mélangeurs avec bouchon caoutchouc, mode d'emploi, en emballage carton.

type Macro avec obturateurs spéciaux

- 367/3** à 3 pipettes Westergren «Assistent», méthode macro No. 380
- 367/5** à 5 pipettes Westergren «Assistent» méthode macro No. 380
- 367/10** à 10 pipettes Westergren «Assistent», méthode macro No. 380

type Micro

- 369/3** à 3 pipettes à sédimentation pour la méthode micro «Assistent» no 382 et la pipette de prélèvement no 383
- 369/5** à 5 pipettes à sédimentation pour la méthode micro «Assistent» no 382 et la pipette de prélèvement no 383
- 369/10** à 10 pipettes à sédimentation pour la méthode micro «Assistent» no 382 et la pipette de prélèvement no. 383


Pipettes à sédimentation

Pipettes à sédimentation «Assistent»
 graduation bleue «ASSISTENT-PERMANENT» recuite au four.
 Emballage en carton de 10 pipettes.

- 380** d'après Westergren-Katz, DIN 12 845 méthode macro, en verre clair, graduation 0-200 mm en 1 mm, longueur 300 mm C€
- 382** pour la méthode micro «Assistent», verre clair graduation 0-200 mm en 1 mm, longueur 300 mm C€



380



382