



APPAREIL D'IONOPHORESE

Traitement par ionophorèse de la transpiration des mains, des pieds et des aisselles.

C'est le portable par excellence.

L'idrostar est simple d'utilisation.

Il est conçu pour être facilement transporté.

Son alimentation par piles (4xLR6) lui donne une sécurité et une autonomie totale.

Le générateur de ionophorèse présente :

Un gros bouton facile à régler, permettant d'ajuster l'intensité du courant.

Un indicateur gradué en dizaines de milli-Ampères.

Un levier qui change les polarités après chaque séquence de 10 minutes.



Les piles peuvent être éventuellement remplacées par de petits accumulateurs rechargeables (chargeur et accumulateurs en option).

Unité centrale 300 mm 120 mm 80 mm

Bacs 330 mm 240 mm 80 mm

Poids brut 2 Kg

