



ARMOIRE MEDICALE

Armoires sur pieds pour médicaments et instruments.

02-260 dim. 80x37x193 h cm

Construite en tôles d'acier émaillé.
Deux parties,
4 portes vitrées coulissantes avec serrure,
4 étagères en verre amovibles.
Structure démontable..

63 kg 0.273 m3

02-280 dim. 80x37x193 h cm

Construite en tôles d'acier émaillé.
Deux parties
Partie haute: 2 portes vitrées coulissantes avec serrure, 2 étagères en verre amovibles.
Partie basse: 2 portes pleines avec serrure, 1 étagère amovible

56 kg 0.304 m3



02-250 dim. 53x36x144 h cm

Construite en tôles d'acier vernis.
Structure en acier émaillé blanc.
Panneaux vitrés sur les deux côtés,
Porte avec serrure. 3 étagères en verre amovibles.
Structure démontable..

31 kg 0.223 m3

02-270 dim. 75x38x169 h cm

Construite en tôles d'acier vernis.
Structure en acier émaillé blanc, panneaux vitrés sur les deux côtés.
Vitrine à deux portes avec serrure.
3 étagères en verre amovibles.
Structure démontable.

45 kg 0.46 m3





ARMOIRE MEDICALE

02-271 **dim. 75x38x169 h cm.**

Structure en acier émaillé blanc,

Deux parties.

Partie haute vitrine deux portes avec serrures, deux étagères amovibles.

Partie basse : armoire deux portes avec serrure, une étagère amovible.

Structure démontable.

5 kg

0.397 m3

