



ARMOIRES PHARMACIE

Armoire de petite capacité W-17425

Armoire 53 x 53 x 20 cm acier blanc,
2 portes avec fermeture à clef



Armoire de grande capacité

Armoires avec bâti monobloc et finitions anti-griffe.

Portes avec bord en ABS, poignées anti-traumatisme, ouverture 4 charnières à 270° pour chaque porte.

Equipées de deux conteneurs en ABS thermoformé avec des compartiments porte-médicaments et des cuvettes transparentes amovibles incassables, réglables selon deux profondeurs.

A l'intérieur, 2 conteneurs doubles pouvant être ouverts à 90° réalisés en ABS thermoformé avec des compartiments porte-médicaments et des cuvettes transparentes amovibles incassables, réglables selon deux profondeurs.

Plateaux réglables sur crémaillère
Appui au sol sur châssis en acier avec pieds réglables en hauteur.



Sur demande l'armoire peut être équipée d'un coffre verrouillé stupéfiants.

Modèle	Dimensions (mm)	Compartiments / Tiroirs
A (606002)	900*500*2000	48 / 0
B (606004)	900*500*2000	30 / 3
C (606006)	900*500*1500	30 / 0
D (606008)	900*500*850	24 / 0