



ASPIRATEUR DE MUCOSITES

F-151

Pistolet aspirateur conçu pour être utilisé d'une seule main.

Aspiration puissante et instantanée

Léger et peu encombrant, il trouve sa place dans la trousse des urgences.

La poignée de la pompe manuelle d'aspiration est réutilisable.

Elle assure une aspiration supérieure à 600 mmHg, avec un débit de 20 litre/min est facile à actionner et simple à utiliser.

Livré avec :

- la pompe,
- l'adaptateur pour le collecteur,
- le couvercle avec adaptateur endotrachéal,
- la canule rigide de Yankauer
- le récipient 300 ml.

