



AUTOCLAVE 150 LITRES

STERILISATEUR VERTICAL 150 litres

- * Stérilisateur à vapeur cylindre vertical
- * Réchaud électrique
- * Contrôleur automatique de la température de pression
- * Valves de sécurité et de sortie
- * Alarme à la fin de cycle de stérilisation
- * Porte verrouillée avec système de sécurité
- * Entièrement construit en acier inoxydable, anti-rouille
- * Couvercle avec écrous
- * Panneau de contrôle avec touches tactiles

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

- * Pression: 0.14-0.23 Mpa
- * Température maxi: 134°C
- * Moyenne de chaleur: $\leq \pm 1^\circ\text{C}$
- * Minuteur: 0~99min
- * Ajustement de la température: 105~134°C
- * Alarmes: Over pressure
Over temperature auto protection device
Auto exhaust pressure,
Over heating and lack water protection,
Over current auto cut off.
- * Taille de la cuve \varnothing 510 mm H 740 mm
- * Puissance: 6.000 W - 220V / 50Hz
- * Poids / Volume : 130 kg 76 * 76 * 128 cm



LIVRE AVEC

- 2 1/2 paniers.

