



AUTOCLAVE VERTICALE 50 Litres

Autoclave verticale entièrement (cuve) en INOX avec fermeture rapide

2 modèles : SANS et AVEC sèchage

Description

Fermeture rapide par manivelle
 Contrôle de la stérilisation par micro-computer
 Système de sécurité contre les surpressions et le dépassement de température
 Classe N



	Model 530	Model 530 D
CARACTERISTIQUES		
Tension d'alimentation	AC 110/220 V	AC 110/220 V
Consommation	2 kW	2 kW
Capacité	50 litres	50 litres
Profondeur chambre	71 / 30 cm	71 / 30 cm
Pression stérilisation	1,2 – 2,1 kg/cm	1,2 – 2,1 kg/cm
Température stérilisation	121 – 134 °C	121 – 134 °C
Alimentation eau	1.5 litres	1,5 litres
Evacuation de l'air	17 min	19 min
Montée en pression	7 min	8 min
Temps de stérilisation	15 min	20 min
Evacuation de la vapeur	1 min	1 min
Temps de séchage	-	30 à 60 min
Temps total	40 min	78 min
Poids	65 kg	70 kg
Dimensions emballage	72 – 55 -121 cm	72 – 55 -121 cm
ACCESSOIRES STANDARDS		
Tambour	2	2
Résistance	1	1
Joint silicone	1	1