



## AUTOCLAVE DE TABLE

### Autoclave : automatique

#### Classe N

Cuve en INOX

Le cycle de chauffage, stérilisation, évacuation de la vapeur et séchage sont automatiques.

Auto contrôle du chauffage et de la stérilisation

Contrôle de la pression de la chambre par vacuomètre de précision

Affichage dynamique et digital de la température

La fin du cycle est signalée par un avertissement sonore

Système interne de récupération de l'eau. (La vapeur est condensée et recyclée)



Modèle	Capacité	Dimension cuve (mm)	Dimension externe	Taille plateau	Puissance KW	Poids
<b>R-5070</b>	135 L	Ø500 * 700	980*710*1600	600*400	6 (380V)	180