



AUTOCLAVE HORIZONTAL 300 L

Autoclave : automatique de 300 litres YX-600W

Classe N

Cuve en INOX

Le cycle de chauffage, stérilisation, évacuation de la vapeur et séchage sont automatiques.

Auto contrôle du chauffage et de la stérilisation

Contrôle de la pression de la chambre par vacuomètre de précision

Affichage dynamique et digital de la température

La fin du cycle est signalée par un avertissement sonore

Système interne de récupération de l'eau.
(La vapeur est condensée et recyclée)



Main Technical Data :

Max. working pressure : 0.16MPa

Max. working temperature : 128°C

Precision of temperature indication : 0.1°C

Precision of temperature controlling : $\pm 0.5^\circ\text{C}$

Setting time : 0-99H59M ; 0-99M59S

Self-locking pressure : 0.027MPa

Power supply : AC380V/50Hz

Consumption power : 12kVA

Chamber size : $\phi 600 \times 1000$ (mm)

Chamber volume : 0.3m³

Average temperature : $\leq 2^\circ\text{C}$

N.W. : 315kg