



AUTOCLAVE DE TABLE

Autoclave de table : fully automatique

Classe N

Cuve en INOX

Contrôle par microprocesseur et touches sensibles

Le cycle de chauffage, stérilisation, évacuation de la vapeur et séchage sont automatiques.

Auto contrôle du chauffage et de la stérilisation

Contrôle de la pression de la chambre par vakuomètre de précision

Affichage dynamique et digital de la température

La fin du cycle est signalée par un avertissement sonore

4 cycle sont programmables

Affichage es alarmes

Système interne de récupération de l'eau. (La vapeur est condensée et recyclée)

Option : imprimante



Modèle	Capacité	Dimension cuve (mm)	Dimension externe	Taille plateau	Puissance KW	Poids
C-2540	23 L	Ø250 * 440	655*510*375	440*195	2.2 (220V)	38
C-3250	45 L	Ø315 * 575	790*575*420	520*260	2.9 (220V)	65
C-3850	60 L	Ø380 * 500	830*730*520	480*300	3.6 (380V)	85
C-3870	80 L	Ø380* 700	980*730*520	680*300	5.4 (380V)	100