



# AUTOCLAVE DE TABLE

## Autoclave de table : manuelle

Classe N

Cuve en INOX

Fonctionnement **simple et sécurisant**

Pas d'électronique

Remplissage d'eau, évacuation de la vapeur et séchage manuels.

Auto contrôle du chauffage et de la stérilisation

Contrôle de la pression de la chambre par vakuomètre de précision

Système interne de récupération de l'eau. (La vapeur est condensée et recyclée)



Modèle	Capacité	Dimension cuve (mm)	Dimension externe	Taille plateau	Puissance KW	Poids
<b>J-1730</b>	7.5 L	Ø170 * 300	560*420*280	280*120	1.4 (220V)	20
<b>J-2540</b>	23 L	Ø250 * 440	580*510*375	440*195	2.2 (220V)	36
<b>J-2570</b>	35 L	Ø250 * 700	865*510*375	700*195	2.7 (220V)	42