



## BAIN MARIE POUR SEROLOGIE

Bains-marie compacts composés d'une cuve en plexiglas transparente et d'un thermostat réglable température réglable de +7 à +60°C  $\pm$  0,2°C deux points fixes de température pré-réglés à +37°C et +56°C

sécurité en cas de manque d'eau capacité :

température effective du bain contrôlée par thermomètre puissance de chauffe : 250 W

(en option)

un ou deux supports pour tubes à hémolyse en matière plastique acrylique

couvercle forme toit en matière plastique acrylique



### Capacité 3 litres - 1 support

**BMP30**

- dim. internes de la cuve (lxpxh) : 280 x 80 x 110 mm
- dimensions hors-tout (lxpxh) : 360 x 130 x 120 mm
- poids : 1,5 kg

### Capacité 6 litres - 2 supports

**BMP60**

- dim. internes de la cuve (lxpxh) : 290 x 190 x 110 mm
- dimensions hors-tout (lxpxh) : 370 x 210 x 150 mm
- poids : 2,3 kg

### Options :

Support pour 30 tubes diam. 14 mm

**BMP3014**

Support pour 30 tubes diam. 20 mm

**BMP3020**

Thermomètre de contrôle

**BMPTH**

Couvercle pour BMP30

**BMP30C**

Couvercle pour BMP60

**BMP60C**