



BISTOURI ELECTRIQUE 200 W

L'appareil électrochirurgical à haute fréquence SURTON 200 a été conçu pour l'électrochirurgie monopolaire et bipolaire moyenne. La programmation des temps d'émission et de pause permet d'employer le SURTON 200 pour des prélèvements bioptiques, avec réduction de la modification de l'échantillon prélevé et de l'endommagement thermique du tissu objet du prélèvement. Le SURTON 200 permet, grâce à la sélection des fonctions, d'exécuter CUT, CUT 90%, CUT 80%, CUT 70%, BLEND, COAG FORCED, COAG SOFT, BIPOLAR CUT, BIPOLAR COAG, au moyen d'un adaptateur spécial. Cet appareil permet également de terminer la coagulation de façon automatique avec pince monopolaire ou bipolaire. Avec le SURTON 200, il est possible de régler précisément le niveau de la puissance de sortie, avec résolution de 1 watt et, grâce au temps d'émission programmable, l'appareil peut être employé dans des interventions de microchirurgie et de dermatologie particulièrement minutieuses comme le traitement de téléangectasies, spider neavous, etc. La coagulation peut-être faite avec un courant à haut facteur de crête pour obtenir un effet thermique élevé ou bien avec un courant à bas facteur de crête pour obtenir une coagulation sans carbonisation. Les opérations chirurgicales qu'on peut exécuter avec le SURTON 200 sont celles qui nécessitent la coupe et la coagulation monopolaire ou bipolaire.



Main Features

SURTRON® 200	
Reference code	10100.401
Maximum output power CUT	200 W → 250 Ω
Maximum output power ENHANCED	120 W → 250 Ω
Maximum output power BLEND	120 W → 200 Ω
Maximum output power FORCED COAG	150 W → 150 Ω
Maximum output power SOFT COAG	90 W → 100 Ω
Maximum output power BIPOLAR COAG	80 W → 100 Ω
Working frequency	600 kHz
Patient circuit	F
Mains voltage	115 -230 Vac
Mains frequency	50-60 Hz
Electrical input power	350 VA
Weight Kgs	6
Size WxHxD mm	370x144x319

Accessoires standards :

Câble d'alimentation	1	Câble stérilisable pour plaque neutre	1
Electrode neutre disponible	2	Electrode neutre stérilisable caoutchouc	1
Porte électrode à poussoirs stérilisable	1	Porte électrodes mini aiguilles	1
Pédale étanche	1	Electrode lame	2
Electrode aiguille	2	Electrode boule	2
Aiguille microchirurgie	5	Adaptateur bipolaire	1
Mode d'emploi	1		

Accessoires en options : trolley, sur demande