



## BOITE STERILISATION INSTRUMENTS

### BOUILLEURS A INSTRUMENTS AVEC OU SANS SUPPORT

Acier inoxydable 18/10,, conteneur, couvercle et plateau perforé pressés et sans soudures.

Crochets pour fermer le conteneur sur les deux côtés.

Dimensions disponibles :

REF	Support	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm
03.2168	SANS	180	80	40
03.2169	SANS	200	100	60
03.2170	SANS	220	120	60
03.2171	SANS	250	120	60
03.2172	SANS	300	125	60
03.2173	SANS	320	150	60
03.2174	SANS	400	160	75
03.2175	SANS	500	200	120
03.2191	AVEC	180	80	40
03.2192	AVEC	200	100	60
03.2193	AVEC	220	120	60
03.2194	AVEC	250	120	60
03.2195	AVEC	300	125	60
03.2196	AVEC	320	150	60
03.2197	AVEC	400	160	75
03.2198	AVEC	500	200	120

