



BOUTEILLE D'OXYGENE

Bouteilles d'oxygène











Les bouteilles portables pour oxygénothérapie sont réalisées conformément aux normes E.U.; en acier, remplissables et accompagnées d'un certificat d'essai.

En option, elles sont fournies dans un conteneur de protection.

Capacité 0,5 litre	15029
Capacité 1 litre	15031
Capacité 2 litres	15032
Capacité 3 litres	15033
Capacité 5 litres	15035
Capacité 7 litres	15037
Capacité 10 litres	15038



Types de Connexions disponibles

Norme	UNI 11144/2	BS 341/3	NF E 29-656	BS 341/3	BS 341/3
Dimensions	W21.7 X 14	G 5/8 "	Ø 22.9 X 1.81	G 5/8 '	G 5/8 '
Type	Male A	Male A	Male A	Male A	Male A
Pays					
Photo					
	RAC-A	RAC-B	RAC-C	RAC-D	RAC-E

Set de réanimation avec bouteille d'oxygène 09.3003

Airox est un set de réanimation complet avec un bouteille pour oxygène en acier, rechargeable, 5 lt.,
 Manodétendeur avec débitmètre et humidificateur
 Ballon réanimateur en silicone noir et masque taille 3.
 Le tout monté sur chariot avec roulettes. 35 x 17 x 68 cm

Poids : 16 kg
 Volume : 0,055 m3

