



CAPNOGRAPHE CO2 /SpO2

Existe en 2 versions d'affichage

Ecran LCD bleu 320*240 5.7 "
Ecran TFT couleur 640*480 5.7 "

Existe en 2 modes de mesure

Sidestream
Mainstream (pour patient intubés)

Existe également une version vétérinaire



Spécifications :

Affichage : écran 5.7 "
TFT couleur résolution : 640 x 480
LCD bleu résolution : 320 x 240

Nurse call
USB

Alimentation : 100 – 240 VAC 50/60 Hz
70 VA

Batterie : Lithium, 14,8 V 4.4 Ah
Autonomie pour LCD 600 min
TFT 480 min

Charge : 360 min

Imprimante (option)

Largeur papier : 48 mm
Défilement : 25 mm/s

Poids : 3 kg /
Dimensions : 200 x 241 x 190 mm



Capnographe :

Type Respironics
Méthode : technique de l'absorption infra-rouge
Mode de mesure Sidestream, Mainstream
Gamme de mesure CO2 0 à 99 mmHg
InsCO2 0 à 99 mmHg
AwRR 0 à 150 rpm
Résolution CO2 1mmHg
InsCO2 1 mmHg
AwRR 1 rpm



CAPNOGRAPHE CO2 /SpO2

Précision	CO2	+/- 2 mmHg	0 à 40 mmHg
		+/- 8 %	41 à 99 mmHg
Stabilité	AwRR	+/- 2 rpm	
		drift < 8 mmHg/4 h	
Alarme :	CO2	1 à 100 mmHg	
	InsCO2	100 mmHg	
	AwRR	0 à 150 rpm	
	Suffocation	10 à 40 s	
Temps de réponse	< 3 s		
Compensation	O2	0 à 100 %	
	N2O	Y / N	

L'appareil est livré avec tous les accessoires standards nécessaires au bon fonctionnement

Options :

- Imprimante intégrée
- Capteurs SpO2 pour adultes, enfants, bébés
- Manchettes pour adultes, enfants, bébés
- Sondes de température
- Logiciel de data management pour PC
- Attache murale avec panier
- Statif roulant avec panier
- Module de liaison vers PC sans fils

