



## CARDIOTOCOGRAPHE 300-S

Le moniteur de surveillance **300S** est d'une conception simple et performante.

Il permet la surveillance simultanée de la fréquence cardiaque du fœtus et les contractions de la mère

Le double affichage digital de grande taille facilite la lecture.

- **High sensitivity 1Mhz probe**
- **Easy readable graph**
- **Low cost solution**
- **Central Monitoring System**

### Spécifications :

#### Mesure du pouls fœtal

Par Doppler à double pluse  
Fréquence de l'ultrason: 1 MHz  
Intensité:  $\gamma \leq 10$  mW/cm  
Gamme de mesure: 50 - 240 bpm  
Précision:  $\pm 2$  %

#### Mesure des contractions

Par variation de pression piezo  
Contrôle du point de référence  
Gamme de mesure : 0- 99

#### Imprimante

Peigne thermique  
Vitesse de défilement : 1, 2, 3 cm/min

#### Affichage

Segment DEL 7 segments  
2 canaux : Fréquence cardiaque  
                  Contraction utérines

#### Acoustique

Signal doppler  
Alarme

#### Réglages

Alarmes haute et basse



Vitesse d'impression  
Contraste d'impression

#### Fonctions

Marqueur d'évènement  
Déclenchement automatique de l'impression

#### Alimentation

Entrée: AC 100- 240 V (50/60 Hz)  
Consommation: 80 VA

#### Dimensions

191(H) x 187(L) x 201 (P) mm  
3,5 kg

#### Accessoires Standards

Capteur ultra son  
Capteur contraction intra utérine  
Marqueur d'évènement  
Papier d'impression  
Sangles, câble secteur et Operation Manual

