



CASSETTE POUR FILM RX

Cassette Standard

300000.

Construction solide en alliage d'aluminium
 Design moderne
 Système de protection d'ouverture
 Excellent contact avec le « film screen » pour une meilleure qualité de l'image
 Equipée de « mémo clip »
 Fabrication allemande.

Dimensions disponibles

13 x 18 cm
18 x 24 cm
24 x 30 cm
15 x 40 cm
20 x 40 cm
30 x 40 cm
35,6 x 35,6 cm
17,8 x 43,2 cm
35,6 x 43,2 cm



Cassette avec fenêtre d'identification

310000.

Identique au modèle standard, mais avec une fenêtre permettant l'identification

Cassette avec grille permanente

360000.

Identique au modèle standard, mais avec une grille intégrée

Grille à placer à l'intérieur des cassettes

370000.

Grille à placer à l'extérieur des cassettes

380000.

Ecran renforçateur

Type Universel	BLEU	Calcium-Tungstène :	speed 100	351100
Type High speed	BLEU	Calcium-Tungstène :	speed 200	351200
Type RE-B	BLEU	Terres rares :	speed 100	355100
Type RE-B	BLEU	Terres rares :	speed 200	355200
Type RE-B	BLEU	Terres rares :	speed 400	355400
Type RE-B	BLEU	Terres rares :	speed 800	355800
Type RE-G	VERT	Terres rares :	speed 100	359100
Type RE-G	VERT	Terres rares :	speed 200	359200
Type RE-G	VERT	Terres rares :	speed 400	359400
Type RE-G	VERT	Terres rares :	speed 800	359800

Diviseur de cassette

390000

Permet de fractionner l'exposition de la cassette
 Equivalent Pb :0.5