



CENTRIFUGEUSE BASIC

■ CENTRIGUGE ECONOMIQUE DE BASE CN-1040

- Grande sélection de rotor
- Minuterie 30 min. ou fonctionnement continu
- Réglage de la vitesse et affichage de la vitesse jusque 4.000 t/min sur affichage analogique
- Accélération et décélération automatique.
- Couvercle à fermeture manuelle avec fenêtre de visualisation
- Capacité maximum: 200 ml.
- Coupure automatique en cas d'ouverture du capot.
- Balancement automatique.
- Châssis en ABS.
- Rotor angulaire pour 8 x 15 ml.
- Circulation auto-refroidissante
- Faible bruit



Modèle	Vitesse (rpm)	Max. RCF (x g)	Capacité max (ml)	Minuterie (min:sec)	Poids (kg)	Dimensions l x L x H cm
CN-1040	0 ~ 4,000	1,880	200	30	9	29 x 32 x 25

AC 110 / 220V, 50 / 60Hz

Model	Rotor		Speed (rpm)	Max. RCF (x g)	Capacity (ml x pcs)	Tube Size (ϕ x L) mm	
						Max.	Min.
CN-1040	CA-1508		0~4,000	1,750	15 x 8	16.7 x 122	15 x 90
	CA-1512		0~4,000	1,770	15 x 12	16.7 x 122	15 x 90
	CA-5004		0~4,000	1,770	50 x 4	29.5 x 117	27.5 x 90
	REA-1520		0~4,000	1,390	15 x 20	11 x 56	10 x 36