



CHAISE ROULANTE

Model simple

Chassis en tube d'acier chromé
Siège et dossier en toile de nylon avec poche en nylon
Reposes pieds escamotables et amovibles

Pour **ENFANTS GR-101**

Appuie bras rembourré
Roues arrière : Ø 600 mm
Roulettes avant : Ø 200 mm
Largeur assise : 34 cm
Profondeur assise : 33 cm
Roues pleines



Pour **ADULTES GR-102**

Appuie bras rembourré
Roues arrière : Ø 600 mm
Roulettes avant : Ø 200 mm
Largeur assise : 40 cm
Profondeur assise : 45 cm
Roues pleines



Pour **ADULTES GR-103**

Appuie bras rembourré et **amovible**
Roues arrière : Ø 600 mm
Roulettes avant : Ø 200 mm
Largeur assise : 40 cm
Profondeur assise : 45 cm
Roues pleines



Pour **ADULTES GR-105 avec garde-robe**

Appuie bras rembourré et **amovible**
Roues arrière : Ø 600 mm
Roulettes avant : Ø 200 mm
Largeur assise : 45 cm
Profondeur assise : 45 cm
Roues pleines
Dispositif de garde-robe autoclavable sous l'assise

