



CHARIOT BRANCARD POUR AMBULANCE

CHARIOT BRANCARD POUR AMBULANCE A CHARGEMENT AUTOMATIQUE

910 A

914 AVEC POSITION Trendelenburg et plicature aux genoux

914 A/W version économique avec matelas

910 A

Le brancard permet un chargement très facile sur tous les types d'ambulance grâce aux deux robustes roues frontales réglables en hauteur.

Construction en aluminium avec quatre robustes roues de 150 mm de diamètre, deux fixes et deux roulantes, une est antistatique.

Revêtement nylon de facile à entretenir et à désinfecter.

Dossier réglable de 0° à 90° avec 10 positions.

Bords latéraux de protection pliables.

Doté d'un levier à main qui permet de plier les pieds du brancard et de le charger sur l'ambulance.

Les pieds sont livrés avec coins en nylon



Longueur:	190 cm
Largeur:	56 cm
Hauteur:	88 cm
Hauteur maximale de chargement:	63 cm
Hauteur minimale de chargement:	25 cm

Poids:	33 kg
Volume:	0.31 m ³

914

Mêmes que le brancard Art. 910 A avec en plus la position TRENDELENBURG et FOWLER (pliant).

Poids:	35 kg
Volume:	0.87 m ³





CHARIOT BRANCARD POUR AMBULANCE

910 A/W

Le brancard permet un chargement très facile sur tous les types d'ambulance grâce aux deux robustes roues frontales réglables en hauteur.

Construction en aluminium avec quatre robustes roues de 150 mm de diamètre, deux fixes et deux roulantes, une est antistatique.

Revêtement nylon de facile à entretenir et à désinfecter.

Bords latéraux de protection pliables.

Doté d'un levier à main qui permet de plier les pieds du brancard et de le charger sur l'ambulance.

Les pieds sont livrés avec coins en nylon.



Longueur	190 cm
Largeur	56 cm
Hauteur	88 cm