



DEBITLITRE ET ASPIRATION MURAUX

Débit litres muraux

Débit : 0 à 15 litres/min
Dimensions : 145 / 50 mm
Poids : 160 g
Raccord de sortie : DISS (9/16 " x 18h UNF)
Raccord d'entrée : Whitworth GAS 1/8"

Modèle simple

à fixer directement sur la prise gaz murale :
Type 554000x pour l'O₂
Type 554030x pour l'air

à fixer sur rail normalisé et raccord pour connexion à la prise de gaz murale
Type 554030x pour l'O₂
Type 545031x pour l'air

Modèle avec humidificateur barboteur de 350 cc autoclavable

à fixer directement sur la prise gaz murale :
Type 554000x + 553000 pour l'O₂
Type 554030x + 553000 pour l'air

à fixer sur rail normalisé et raccord pour connexion à la prise de gaz murale
Type 554030x + 553000 pour l'O₂
Type 545031x + 553000 pour l'air

Humidificateur barboteur de 350 cc autoclavable SEUL
Type 553000

D'autres accessoires tel que masque et nébuliseur sont également disponibles
(voir <http://www.excotramed.be/download/FR-Accessoires-oxygene.pdf>)



Le type de raccord O₂ ou AIR doit être spécifié à la commande



SS8752430



MM



BS 5682



NF 90 116



Oxifar B



DIN 13260



DEBITLITRE ET ASPIRATION MURAUX

Débit litres pour bouteilles

Détendeur oxygène avec manomètre 0-400 bar
 Pression calibrée 4 bar
 Débit : 0 à 15 litres/min
 Connecteur plastique pour tube O2
 Humidificateur avec diffuseur en polycarbonate stérilisable par autoclave à 121 °C



Type 5506112



Type 5506012

Le type de raccord doit être spécifié à la commande

NFS, BSS, CGS, DNS, UNS, ISS, PIN INDEX
 Vanne courte pour bouteille Ø < 140 mm

NFL, BSL, CGL, DNL, UNL, ISL, PIN INDEX
 Vanne courte pour bouteille Ø > 140 mm

NF E29 650

BS - 341 nr.3

CGA V - 1 nr. 540

NFS

NFL

BSS

BSL

CGS

CGL



DIN 477 - 1 nr.9

UNI 4406

ISO 5145 nr. 7

PIN INDEX EN - 850

DNS

DNL

UNS

UNL

ISS

ISL





DEBITLITRE ET ASPIRATION MURALE

Régulateur de vide ou aspiration murale

Régulateur de vide, niveau de dépression:

0 - 100 kPa (760 mmHg)

- Flux d'air: 0 – 150 L/min
- Robinet de réglage central calibré
- Robinet Marche-Arrêt
- Trappe à eau avec dispositif de sécurité et filtre de particules
- Branchement d'entrée filetage femelle 1/4" W Gas



à fixer directement sur la prise gaz murale :

Type HV 533060x

à fixer sur rail normalisé et raccord pour connexion à la prise de gaz murale

Type HVR 543000x

à fixer directement sur la prise gaz murale + flacon disponible :

Type HV PC1 533002x

à fixer sur rail normalisé et raccord pour connexion à la prise de gaz murale

Type HVR PC1 543002x

à fixer directement sur la prise gaz murale + flacon autoclavable de 1500 cc:

Type HV PC2 533005x

à fixer directement sur la prise gaz murale + flacon autoclavable de 3500 cc:

Type HV PC4 533050x

existe également sur chariot

Type 1HV 1PC4 5310300



Le type de raccord doit être spécifié à la commande



BS 5682



NF 90-116



DIN 13260



SS8752430

	HV
	HV PC1
	HV PC2
	HV PC4