



DEFIBRILLATEUR SYNCHRONE 9000D

HD-9000 D+ ECG

Défibrillateur avec LCD de 7" couleur intégré.
Prise de l'ECG par câble ou paddles
Electrodes de défibrillation adultes / enfants

Défibrillateur :

Modes : EXT, par les palettes

Energies : EXT, sur 50 Ω , de 20 à 360 j

Temps de charge : < 10 sec à 360 j

Modes de décharge :

En asynchrone, en synchrone, avec ECG via
câble

Moniteur :

ECG

Ecran : TFT de 10.4 " "

Entrée ECG : type CF, isolée, protégée
contre les chocs de défibrillations et
interférences des bistouris

Dérivations : 3 ou 7 en std, 12 en option

Impédance d'entrée : > 5 M Ω à 10 Hz

Courant de fuite : < à 0.1 μ a

CMRR : > 105 dB

Filtres : différentes possibilités

Bande passante : 0.05 à 120 Hz

Fréquence mètre : 10 à 300 bmp

analyse du segment ST

Sensibilité : 0.25 – 0.5 – 1 – 2 – 4 cm/mV

Vitesse défilement : 12,5, 25, 50 mm /
s

Gel de trace : oui

Alarmes : sonores et visuels

Pression: 0 – 250 mmHg

Enregistreur (option):

Type : peigne thermique 8 pt/mm 50
mm

Vitesse: 12,5, 25, 50 mm/s

Traces : 1 ou 3 traces ECG



Caractéristiques générales :

Alimentation : 115 ou 230 V < 70 VA et batterie Chargeur incorporé

Autonomie : 2 heures de surveillance ECG ou 50 chocs à 360 J

Recharge de batterie vide : <6 heures **Test de batterie :** affichage par icône

Dimensions : 48 x 40 x 12 cm 10 kg