



DISTILLATEUR D'EAU

Distillateur « tout en verre »

	WL-420-10	H 225	SZ-96A	SZ-93A	SZ-97A	
CAPACITE	4	3,5	1.8	1.6	1.5	L/h
ALIMENTATION	220 V					Volts
PUISSANCE	3.000	2.500	1.500	3.000	4.500	Watts
EAU REFROIDISSEMENT	60	45				L/h
BOILER	Pyrex	Duran	Quartz			
RESISTANCE	Inox	Inox				
CONDUCTIVITE	0,85					µS
Ph	≈ 7					
POIDS	+/- 8	+/- 5	6	10	16	Kg
PROTECTION	OUI					



WL-420-10



H 225

