



FŒTAL DOPPLER BT-200

Existe en 3 versions:

BT-200S SANS écran LCD
BT-200 AVEC écran LCD
BT-200WP AVEC écran LCD et sonde WATERPROOF

	BT-200 AVEC LCD BT-200 WP AVEC LCD	BT-200S SANS LCD
Affichage	LCD Indicateur batterie faible Indicateur de qualité signal	SANS AFFICHAGE
Gamme de fréquence	50 ~ 240 bpm	
Précision	±2%	
Fréquence Ultrason	2 MHz	2 MHz
Intensité Ultrason	<10mV/cm ²	<10mV/cm ²
Puissance de sortie	1.2W	1.2W
	Haut parleur intégré	Haut parleur intégré
Sortie pour écouteur	Oui	Oui
Coupure automatique audio	5 minutes	5 minutes
Coupure automatique signal	1 minute	1 minute
Alimentation	2*1.5V Batteries (Type: AA)	2*1.5V Batteries (Type: AA)
Détection	10 ~ 12 semaines	10 ~ 12 semaines
PC Interface	Via Sound Card	Via Sound Card
Autonomie	360 minutes	360 minutes

Livré dans une pochette en nylon

