



FŒTAL DOPPLER SONOTRAX

Description :

Le doppler foetal **Sonotax** existe en deux versions : l'une sans affichage du pouls cardiaque, l'autre avec affichage du pouls cardiaque FHR sur un large écran LCD.

Destiné à réaliser les examens de routine des médecins, obstétriciens, des sages-femmes et pour les femmes enceintes.

Sonotax avec affichage de la FHR est un modèle très performant, il existe trois modes d'affichage de la FHR:

- enregistrement FHR en temps réel
- enregistrement FHR moyen
- manuel.

Sondes interchangeables et WATERPROOF, existe en 2, 3, 4, 5 et 8 mHz

L'appareil est équipé d'une sortie audio qui peut être relié à une oreillette ou enregistreur. **Sonotax** est petit, léger, puissant et équipé d'une sonde interchangeable.

Spécifications :

Affichage LCD :

- Dimensions écran: 45 x 24 mm (Pour la version avec LCD)

Ultrasons :

- Dimension de la sonde : diamètre 20 mm
- Fréquence : 2 MHz
- Puissance transmise : < 10mW/cm²
- Echelle FHR: 50 ~ 210 bpm

Puissance sortie audio: 1 W

Mode enregistrement: Fréquence : 8 KHz / Duré : 240s

Température environnement: 5 à 40°C

Alimentation: 9V DC

Consommation : faible, temps

d'utilisation continu : > 4 heures

Dimensions (L x l x H): 138 x 85 x 31 mm

Livré en standard avec 1 sonde 2 Mhz



Backlight LCD



Interchangeable Waterproof Probe