



SCIALITIQUE PLAFONNIER

1- Scialytique plafonnier pour chirurgie majeur : 110.000 lux

Spécifications Techniques :

Marquage CE	
Intensité lumineuse (Lux)	110.000
Rendu des couleurs R(a) à 4300 K	96
Rendu des couleurs R(9) à 4300 K	> 90
Champs éclairés (cm)	10-32
Température de couleur (Kelvin)	4.300
Radiation totale dans le champ à 1m	370 W/m ²
Augmentation de la t° à la coupole	2°C
Lampe halogène R96 24V / 50 W	3
Focalisation réglable	Double technique
Réglage de l'intensité	
Absorption des rayons IR	> 98%
Consommation totale	160 VA
Réglage vertical (cm)	115
Distance de travail (cm)	60 - 150

