



ECG – 12 CANAUX

CARDIO XP

Economique et fiable

12 dérivations simultanées sur format A4

ECG au repos avec interprétation

Mémoire interne pour stockage de 1.000 ECG

+ mémoire externe (SD,USB)

Ecran LCD couleur de 7"

Mise à jour du logiciel par Internet



Spécifications techniques :

Nombres de dérivations :	12
Affichage :	LCD display couleur 800 *480 pixels de 7 "
Canaux d'enregistrement	1, 3, 6 et 12
Circuit d'entrée :	entrée flottante isolée et protégée contre le défibrillateur
Impédance d'entrée :	> 10 MΩ
Mode de réjection commun :	> 100 dB
Constante de temps :	3.2 s
Courant de fuite :	< 10 μA
Sensibilité :	2,5, 5, 10, 20 mm/mV – auto
Filtres	AC : 50/60 Hz - 20 dB
	Muscle : 25 – 35 Hz - 3 dB
	Passes bas : off, 40, 100, 150 Hz
Réponses en fréquences :	0.05 – 150 Hz - 3 dB
Imprimante :	peigne thermique haute résolution
Résolution imprimante :	verticale : 8 pt / mm, horizontale : 16 pt / mm
Vitesse d'impression	12.5, 25, 50 mm/s
Format impression :	format A4
Communication :	sortie pour PC via RS-232 et LAN
Clavier :	soft touches
Caractères :	alphanumérique et symboles
Informations patient :	ID, nom, age, sexe, taille et poids
Contrôle :	indication de perte de contact des électrodes
Alimentation :	100 – 240 Vac, 50/60 Hz, 60 W max ou batterie interne (option)
Sécurité :	classe I, Type BF
Dimensions :	299 * 298 * 123 mm / 4.5 kg



Livré complet avec tous les accessoires nécessaires

Options :

Logiciel pour PC, Batterie interne, Trolley avec bras télescopique, Spiromètre SPM-300 (mesure et impression des tests de spirométrie)

