



ECHOGRAPHE PORTABLE

Echographe 200C LOW COST

Appareil multidisciplinaire : Abdominal, Obstétrique, Gynéco, Urologie, Cardiaque, Endocavité et Small parts

Moniteur SVGA de 10 pouces
Clavier rétro-éclairé
Modes : B, B+B, B+M, M
256 niveaux de gris
Fréquence de rafraichissement : 30/sec
Convertisseur digital : 512 * 512 * 8 bits
Affichage : SVGA 800 * 600
Sonde convexe de 3.5 mHz R60 multi fréquences
Mémoire « ciné-loop » de 64 images
Deux connecteurs pour sondes
Logiciel de mesure obstétricale et cardiaque



Caractéristique de la sonde Convexe 3.5 mHz

- 2.5MHz~5MHz fréquence variable
- Profondeur maxi: ≥ 170 mm
- Résolution longitudinale: ≤ 1 mm (profondeur: ≤ 80 mm),
 ≤ 2 mm (80mm, profondeur: ≤ 130 mm)
- Résolution latérale: ≤ 3 mm (profondeur: ≤ 80 mm),
 ≤ 4 mm (80mm, profondeur: ≤ 130 mm)
- Précision de la position géométrique: $\leq 5\%$
- Zone d'ombre: ≤ 5 mm
- Angle: 60°
- Nombre d'éléments: 80
- Applications: abdominal, gynéco, cardio, uro



En option :

- Sonde transvaginale 6.5 mHz R13
- Sonde linéaire 7.5 mHz
- Imprimante vidéo



6.5MHz Transvaginal Probe



7.5MHz Linear Probe