



ELECTRODES DISPOSABLES E.C.G.

Electrode pour ECG comprenant un nouvel adhésif qui assure une adhérence instantanée tout en permettant de bien positionner l'électrode.

Cet adhésif assure un contact ferme avec la peau afin d'obtenir des tracés ECG précis et constants (même sur des sites cutanés qui causent des problèmes), il n'irrite pas la peau des patients et ne laisse pas de résidus une fois enlevé.

Son support en Ag / AgCl assure un contact électrique optimum.

Les électrodes pour ECG sont emballées par paquet de 25 pièces et 40 paquets de 25 dans un carton.

Existe en 2 dimensions :

- **Electrode adulte :** diamètre de 55 mm (ref 625)
- **Electrode enfant :** diamètre de 40 mm (ref 626)

