



FAUTEUIL ORL

FAUTEUIL ORL

25500304

Fauteuil pour patient avec siège et dossier recouvert de Peltex
Montée par moteur électrique. (capacité soulèvement : 145 kg)
Le fauteuil présente une base élargie en métal vernissé qui garantit
la maximale stabilité et la possibilité d'exploiter en complète sécurité
la position à table d'examen.
Repose pieds en acier chromé et dossier avec inclinaison par vérin à
gaz à 180°.
Le fauteuil pivote complètement sur sa base avec un mécanisme de
blocage de la rotation.
Le dossier peut être pourvu avec un repose tête fixe.

Longueur : 0,65 m
Largeur : 0,74 m
Taille : 1,16 m

Poids : 75 kg
Volume : 0.4 m³

