

janv-07



Gamme des tables de réanimation néonatale distribuées par EXCOTRAMED

MODELE	CONTRÔLE DE LA T°	Nbre ALARMES	CHAUFFAGE	PHOTOTHERAPIE	INTERFACE PC	RX TRAY	PARTICULARITES
HKN-90	SKIN	4	I R CERAMIC	NON		NON	
HKN-2000	SKIN	4	I R QUARTZ	OUI		NON	
HKN-9010	SKIN	4	I R QUARTZ	NON	RS-232	OUI	
HKN-93	SKIN	4	I R QUARTZ	NON	RS-232	OUI	
HKN-93B	SKIN	4	I R QUARTZ	OUI	RS-232	OUI	
HKN-93A	SKIN	4	I R QUARTZ	OUI	RS-232	OUI	BOUTEILLE O2, LOW VACUUM,
HKN-2001	SKIN	14	I R QUARTZ- MATELAS CHAUFFANT	OUI	RS-232	OUI	