



HEMOCUE 201

HB-201+



Le système HemoCue HB 201+ est une opportunité pour la réalisation de tests quantitatifs d'Hémoglobine rapides, simples et fiables puisqu'il offre les mêmes performances que celles d'un grand analyseur d'hématologie. La double longueur d'ondes du photomètre permet de corriger les erreurs pouvant être liées aux lipides, leucocytes ou aux autres sources de turbidité. N'importe quel type de sang (capillaire, veineux ou artériel) peut être utilisé. Les décisions transfusionnelles, les dosages d'EPO et les détections de l'anémie peuvent être parfaitement réalisés immédiatement et sur place. La cuvette incassable, à usage unique, se remplit de la quantité exacte de sang et le mélange automatiquement aux réactifs. La cuvette est alors placée dans le photomètre portable. Le résultat s'affiche à l'écran en moins d'une minute.

De plus il dispose de 600 memoires horo- date. Contrairement a son grand frere (B-hemoglobine) le Hb201+ ne dispose pas de cuvette de controle. Un auto-test sur 3 points permet de savoir avant chaque test si son appareil est pret a fonctionner.

Principaux avantages

- Résultats précis et immédiats sur une échelle de mesure de 0-25,6 g/dl (0-256 g/l ou 0-15.9 mmol/l)
- 40% plus petit
- 600 memoires
- Auto-test avant chaque mesure
- Fournit des résultats précis en moins d'une minute
- Utilise uniquement 10 µl de sang capillaire, veineux ou artériel
- Photomètre portable et précalibré qui ne nécessite qu'un minimum de maintenance
- Pas de calibrage ou de manipulation nécessaires (entre la cuvette et les réactifs)
- Compense automatiquement la turbidité liée aux lipides et aux leucocytes