



Analyseur d'électrolyte Ilyte

Description :

Analyseur électrolyte pour la détermination du Na, K (Cl, Li, Ca en option)

Spécifications techniques :

Appareil équipé de la dernière génération d'électrode 'sans entretien'

Faible volume d'échantillon :

100 microlitres pour le sang, plasma ou sérum

400 microlitres pour l'urine

Aspiration automatique par capillaire

Vitesse d'analyse : 60 / heure pour le sang, plasma et sérum

40 / heure pour l'urine

Affichage des résultats sur LCD

Imprimante interne

Auto-control automatique

Sortie RS 232

Existe en différentes versions :

Elyte 1 : Na , K

Elyte 2 : Na , K, Cl

Elyte 3 : Na , K, Li

Elyte 4 : Na , K, Ca, pH

