



## LAMPE OPERATOIRE

### Scialytique à 4 lampes 50.000 Lux

Existent en deux versions et utilisent la technologie à 4 lampes pour supprimer l'effet d'ombrage.

**KL04LI:** version sur statif roulant

Le statif a été spécialement étudié pour pouvoir le glisser sous une table, ses articulations permettent de l'orienter facilement

**KL04L AC/DC:** version sur statif roulant équipée d'un système automatique d'alimentation sur batteries en cas de coupure de la tension secteur. L'autonomie est > 2 heures

### Spécifications

Rayonnement lumineux:	≥50.000Lx
Température de couleur:	4200±200K
Diamètre de la coupole :	50 cm
Tension d'alimentation:	AC 230V 50Hz / 120 VA
Nombres d'ampoules :	4
Tension de service des ampoules:	AC 24V
Puissance totale des ampoules	100W

