



## LAMPE OPERATOIRE 90.000 LUX

REFLECTOR SHADOWLESS LAMP

KL09L

Cette lampe opératoire utilise la technologie à 9 lampes pour supprimer l'effet d'ombrage.

Existe en version simple, ou avec satellite

### Spécifications

Rayonnement lumineux:	$\geq 90.000\text{Lx}$
Température de couleur:	$4200\pm 200\text{K}$
Tension d'alimentation:	AC 230V $\pm 10\%$ 50Hz / 280 VA
Nombres d'ampoules :	9
Tension de service des ampoules:	AC 24V
Puissance totale des ampoules	225 W

