



## LAMPE D'EXAMEN

### Lampe d'examen sur pieds 02-733-00

Tube d'acier chromé.  
Piètement pliant d'acier chromé avec 5 roulettes.  
Hauteur fixe.

---

### Lampe d'examen sur pieds HALOGENE 02-734-00

Tube d'acier chromé.  
Piètement pliant d'acier chromé avec 5 roulettes.  
Hauteur variable.

---

### Lampe d'examen sur pieds HALOGENE 02-736-00

Tube d'acier chromé.  
Piètement pliant d'acier chromé avec 5 roulettes.  
Hauteur fixe.

**CE**

---

### Lampe d'examen sur pieds HALOGENE 02-737-00

Tube d'acier chromé.  
Bras flexible.  
Hauteur réglable de 100 à 150 cm.  
Transformateur électronique  
Lampe dichroïque 12 V - 50 W.  
10.000 Lux à 1 m  
Base à 5 branches.


**CE**

---

### Lampe d'examen sur pieds HALOGENE 02-738-00

Tube d'acier chromé.  
Bras flexible.  
Hauteur réglable de 100 à 150 cm.  
Transformateur électronique  
Lampe PRO avec filament axial 12 V - 50 W. angle de 10 °  
Température de couleur : 3200°K  
Diffuseur à revêtement dichroïque  
Durée de vie > 3000 H  
50.000 Lux à 0,5 m 13.000 cd  
Base à 5 branches.

**CE**



**50.000 Lux / 50 cm**