




LAMPE SCIALITIQUE LED

Nouvelle génération de lampe mobile à LED



Température de couleur	3.500-5.000k
Diamètre du spot	150-300mm
Profondeur d'illumination	>800mm
Réglage de l'intensité	1-9
Rendu des couleurs	95-98
Zone d'éclairage	98%
Durée de vie des LED	>50.000h
Augmentation de ta T°	<1 degré
Alimentation	110-240V 50/60Hz
Batterie	Autonomie de >6H

Type	LED 03-M	LED 03-MB
Nombre de coupoles	3	3
Intensité Lux	100.000	100.000
Consommation W	150	150
Poids net kg	35	37
Emballage cm	150 * 50 * 60	100 * 70 * 40
Poids brut kg	61	63
Batterie	Non	Oui
		



LAMPE SCIALITIQUE LED

Type	LED 04-M	LED 04-MB
Nombre de coupoles	4	4
Intensité Lux	120.000	120.000
Consommation W	200	200
Poids net kg	38	40
Emballage cm	150 * 50 * 60	150 * 50 * 60
Poids brut kg	64	66
Batterie	Non	Oui
	