



LIT HOSPITALIER ABS

Lit hospitalier ABS-

Bâti métallique soudé avec revêtement époxy
Tête et pied de lit matière synthétique démontables
Sommier en latte 100% synthétique, **ne rouille pas**
Design moderne
Pare-chocs aux angles.
Structure démontable
Dimensions : 200 * 85 * 50 cm

Poids Kg. : 63 kg
Volume : 0,3 m3

Fixe sans roues : 100840

Fixe avec roues : 100840W

Roulettes Ø 100 mm dont 2 avec frein

2 sections sans roues : 100830

Relève buste réglable par crémaillère

2 sections avec roues : 100830W

Relève buste réglable par crémaillère

Roulettes Ø 100 mm dont 2 avec frein

100840	100840W	100830	100830W
			

Options.

- Matelas
- Potence
- Porte sérum
- Porte feuille température