



LIT MEDICAL 4 SECTIONS

Lit médical 4 sections. C110120

Bâti métallique soudé avec revêtement époxy
Tête et pieds de lit à panneaux laminés
Sommier en treillis métallique soudé revêtement époxy
Tête et relève jambes avec plicature, commande par manivelles situées en pied de lit.
Structure démontable
Roulettes Ø 100 mm
Dimensions : 200 * 85 * 50 cm

| | |
|-------------|---------------------|
| Poids Kg. : | 50 kg |
| Volume : | 0,46 m ³ |
| Long. Cm : | 2,05 m |
| Larg. Cm : | 0,97 m |
| Haut. Cm : | 0,23 m |

Option.

Matelas
Potence
Barrières amovibles
Barrières fixes
Porte sérum
Porte feuille température

