



## LIT REANIMATION 4 SECTIONS

### Lit de réanimation 4 sections.électrique

01.933.00

Lit hospitalier de réanimation en quatre sections,  
bâti métallique soudé en tube d'acier carré,  
revêtement époxy.

Tête et pied de lit en tube chromé à panneaux laminés démontables 10 mm.

Sommier à quatre sections, en treillis métallique soudé, revêtement époxy.

Tête réglable par 1 moteur électrique 24V D.C.

Relève-jambes réglable par 1 moteur électrique 24V D.C.

Hauteur réglable par 1 moteur électrique 24V D.C.

Section des pieds réglable par crémaillère.

Position Trendelenburg 15° et position Anti-trendelenburg 9° réglable par pompe à gaz.

Roulettes 200 mm. Pare-chocs aux angles. • Structure démontable.



Poids Kg. :

108 kg

Volume :

0,98 m<sup>3</sup>

### Option.

Matelas, Potence, Barrières amovibles, Barrières fixes, Porte sérum, Porte feuille température, ....