



MATERIEL DE PROTECTION

Gant de protection 1 pièce : 485000

Fabrication en vinyl plombé souple
Livré avec gant intérieur
Equivalent Pb : 0.50 mm Pb

Existe en 3 tailles : S / M / L



Ecran pour thyroïde : 470100

Fabrication en couche multiple de plomb souple
Ajustable et fermeture par velcro
Equivalent Pb : 0.50 mm Pb
Doit être combiné avec un tablier pour une protection optimale



Protection des gonades : 465020

Fabrication en couche multiple de plomb souple
Ajustable et fermeture par velcro
Equivalent Pb : 1 mm Pb

Existe en 2 tailles : S / L



Protection des ovaires : 462030

Fabrication en couche multiple de plomb souple
Ajustable et fermeture par velcro
Equivalent Pb : 1 mm Pb

Existe en 3 tailles : S / M / L

