



# MICROPIPETTE

## MICROPIPETTE

### Pipette à piston, volume fixe 10042/XX

- sont livrables en volume standard entre 5 et 1000  $\mu\text{l}$
- sont équipées d'un appui-doigt anatomique.
- utilise des pointes de type courant.
- garantissent, par un double jeu de ressorts, un remplissage et un débit précis.
- s'utilisent pour prélever des liquides dans de petits ou grands récipients, par exemple des tubes à essais jusqu'à une profondeur de 160 mm.
- aspirent le volume dans la partie inférieure pour éviter les influences de température de la main. Les parties en matière plastique sont en polypropylène.

Volumes	5 $\mu\text{l}$
	10 $\mu\text{l}$
	200 $\mu\text{l}$
	25 $\mu\text{l}$
	50 $\mu\text{l}$
	100 $\mu\text{l}$
	500 $\mu\text{l}$
	1.000 $\mu\text{l}$

### Pipette digitale, volume réglable 10048/xx

- Utilise des pointes de type courant.
- L'éjection des pointes est commandée par un bouton distinct pour éviter toute éjection intempestive de la pointe en cours de pipetage.
- La rotation du bouton-pression permet de sélectionner tout volume intermédiaire souhaité.
- Blocage du volume retenu en toute sécurité, grâce au levier de fixation.
- Affichage digital à caractères très lisibles.
- Les joints d'étanchéité sont constitués par des manchettes en PTFE et par des joints toriques
- Ne requiert pas d'entretien, aucun graissage n'est nécessaire.

Plage de volumes	0,1-2 $\mu\text{l}$
	1-10 $\mu\text{l}$
	2-20 $\mu\text{l}$
	10-100 $\mu\text{l}$
	20-200 $\mu\text{l}$
	100-1.000 $\mu\text{l}$
	1.000-5.000 $\mu\text{l}$

