



## MONITEUR NIBP J-T

**Moniteur de surveillance des paramètres vitaux: SpO2 + T°.**



- Petit, léger et de grande facilité d'utilisation
- Grand affichage sur LED très lumineuses et LCD
- Affichage des courbes de tendances
- Coupure automatique de l'alimentation
- Alimentation secteur et batteries intégrée NiMH avec indicateur de charge ou batteries type AA
- Alarmes audio et visuelles
- Mémorisation jusque 900 mesures
- Possibilité de transfert des datas sur PC externe