



## MONITEUR PNI – SaO<sub>2</sub> J-III

Tout en un, **PNI, SaO<sub>2</sub>, FC**

### [AVANTAGES]

- Compact, léger, facilité de manipulation
- Affichage LED de grande dimensions
- Mémorisation de 800 groupes de mesures
- Coupure automatique de l'alimentation
- Possibilité de connexion sur imprimante
- Batteries intégrée NiMH avec indicateur de charge, autonomie de 8 heures

### [SPECIFICATIONS]

#### NIBP

Method:

Oscillometric

Mode:

Manual, Auto, STAT

Measuring Interval in AUTO Mode:

1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60 (Min)

Measuring Period in STAT Mode:

5 Min

Measuring Type:

SYS, DIA, MEAN

Resolution:

1mmHg

Over-pressure protection:

Yes

#### Oxygen saturation (SpO<sub>2</sub>)

Range:

35~100%

Accuracy:

±2% (70~100%), ±3% (40~70%)

Pulse rate

Range:

0-250 bpm

Accuracy:

±1 bpm

#### Operation Environment

Temperature:

0~45°C

Humidity:

30-85% non-condensing

#### Power

Ni/MH

rechargeable battery

AC power:

100-240V, 50-60Hz, 10VA

Imprimante:

fixée sur l'appareil

#### Dimension / Net Weight

210×210×95 mm / 1.200g

#### Power

Imprimante:

fixée sur l'appareil

