



MONITEUR SaO2 Model J-II AA

Pulse oxymètre portable



[AVANTAGES]

- Petit, léger et de grande facilité d'utilisation
- Grand affichage sur LED très lumineuses
- Coupure automatique de l'alimentation
- Compatible avec BCI
- Piles ou Batteries type AA (spécifier à la commande)

[SPECIFICATIONS]

Oxygen Saturation (SpO2)

Range: 0-100%
 Accuracy: ± 1% (90-100%)
 ± 2% (70-89%)

Temperature

Operating: 0~45°C
 Transport / storage: -20~+60 °C

Pulse rate

Range: 0-250 bpm
 Accuracy: ±1 bpm

Power

Piles AA
 Option: batteries rechargeables

Display

Numeric display: Two group
 7-segment LEDs

Dimension

120x63x32 mm

Net Weight

300g

[OPTIONS]

Capteur pédiatrique, capteur oreille, capteur néonatal