



NEBULISEUR ULTRASONIQUE

Nébuliseur ultrasonique F-202

Nébuliseur pour aérosolthérapie à domicile.

Il assure des très bons soins thérapeutiques et a une utilisation extrêmement simple.

Garanti une très bonne et rapide nébulisation du médicament et dans un silence absolu.

Livré avec les accessoires suivants: un masque adulte et enfant, un embout buccal, un tuyau annelé, 5 coupelles médicament et un adaptateur AC.

Dimensions :	18 * 11 * 11cm
Poids :	600 g
Alimentation :	220 V / 50 Hz
Nébulisation :	réglable jusqu'à 2,5 cc / minute
Fréquence :	1.7 mHz
Particules :	0.5 à 5 microns



Nébuliseur ultrasonique F-206

Débit de nébulisation élevé reconnu par l'ONU

Fonctionnement silencieux

Alimentation secteur ou par batteries rechargeables

Livré avec les accessoires suivants:

- Masque adulte
- Masque enfant,
- Embout valve d'expiration,
- 10 coupelles médicament
- 5 filtres de recharge
- transformateur,
- batteries rechargeables
- sac pour le transport I.

Dimensions :	
Poids :	
Alimentation :	220 V / 50 Hz
Nébulisation :	réglable jusqu'à 1 cc / minute
Fréquence :	2.45 mHz
Particules :	0.3 à 3 microns

