



PESE BEBE

PESE BEBE A CADRAN 7465

Plateau en INOX : 52 * 29 * 5 cm
Capacité 20 kg
Graduations < 10 kg / 50 g
> 10 kg / 100 g

Poids Kg. 3 kg
Volume 0,02 m3



PESE BEBE A CADRAN 7600 CE

Plateau en INOX 52 * 29 * 5 cm
Capacité 20 kg
Graduations < 10 kg / 50 g
> 10 kg / 100 g

Classe de précision: III

Poids Kg. 3 kg
Volume 0,02 m3



PESE BEBE A CURSEUR 7463 CE

Plateau en INOX 52 * 29 * 5 cm
Capacité 16 kg
Graduations 10 g
Classe de précision: III

Poids Kg. 3 kg
Volume 0,015 m3



PESE BEBE A CURSEUR 7462 CE

Plateau 52 * 29 * 5 cm
Capacité 13 kg
Graduations 10 g

Poids Kg. 3 kg
Volume 0,012 m3

